

微量白蛋白 (mALB)

货号: mALB

简介

购买微量白蛋白 (mALB) IVD

检测试剂盒，用于早期肾病检测。我们的胶体金方法准确度高、线性范围宽、结果可靠。了解更多信息！

[了解更多](#)

特点	产品描述
产品名称	微量白蛋白 (mALB)
宿主物种	山羊
免疫原	高纯度原生人血清白蛋白
形态/外观	液体
纯度	亲和纯化
来源	多克隆抗体
应用	检测尿液中的微量白蛋白，作为肾损伤的生物标记物。

条件	说明
存储温度	摄氏 2-8 度
运输	冷藏包
保质期	2 年

指标	要求
外观	产品外包装箱和铝箔包装袋应完整无损。
试纸宽度	测试条宽度不应超过标称值的 ± 0.20 毫米，标称值为 4.00 毫米。
迁移率	液体迁移率不得低于 10 毫米/分钟。
检测限	检测限不应高于 10.0 毫克/升。
线性范围	在 10.0mg/L~200.0mg/L 范围内，线性相关系数 $r \geq 0.990$ 。
准确性	通过比较试验验证：相关系数 $r \geq 0.975$ ，相对偏差不大于 20%。
重复性	试剂盒的重复性不应大于 10%。
批间精度	试剂盒的批次间差异不应大于 15%。
稳定性	用铝箔袋密封，在 4~30°C 下保存，并对有效期后 1 个月内的产品进行检测。检测结果应符合 2.1~2.7 项的要求。